

H 600 LL

**MIKROSKOPE FÜR HEILPRAKTIKER UND ÄRZTE FÜR NATURHEIL-
VERFAHREN ZUR UNTERSUCHUNG VON NATIVBLUT IM DUNKELFELD**

**MICROSCOPES FOR THE HOMEOPATHOLOGIST AND NATURAL
PRACTITIONER FOR INVESTIGATION OF NATIVE BLOOD**



H 600 LL FÜR STARKE LICHT-QUELLEN, OHNE WÄRME-BELASTUNG DES PRÄPARATES

Das Hund-Mikroskopkonzept bietet die Einkopplung des Lichtes mit Lichtleiter. Wir erreichen eine enorme Lichtintensität und haben keine thermische Belastung des Präparates. Dadurch bleibt das Nativblut stundenlang vital. Die Lichtintensität kann ohne Änderung der Farbtemperatur variiert werden.

BEWÄHRTE AUSRÜSTUNG DES HEILPRAKTIKERS FÜR DUNKELFELD

Stativ H 600 LL/4
Binokularer Tubus (30° TF 1x) mit Fototubus 100 %
Okularpaar WF 10x/18 2 Stück
Objektiv A 10/0,25
Objektiv SPL 100/1,25-0,60 (Oel)
Kollektor II
Lampenhause HAL 100 (inkl. Trafo und Ersatzlampe)
Dunkelfeldkondensor NA 1,4
Staubschutzhülle
Zubehörsatz: 2 Augenmuscheln,
Immersionsoel (15 ml, nd = 1,515), Netzkabel
Bedienungsanleitung
C-mount Adapter mit Zwischenoptik 0,5x
JVC Videokamera
JVC Monitor mit Kabeln

Auch die Kombination Hellfeld, Phasenkontrast und Dunkel-feld für den Facharzt für Naturheilverfahren bietet sich her-vorragend an.

Stativ H 600 LL/4
Binokularer Tubus (30° TF 1x) mit Fototubus 100 %
Okularpaar WF 10x/18 2 Stück
Objektiv SPL 10/0,25
Objektiv SPL Ph2 20x/0,35
Objektiv SPL Ph2 40x/0,65
Objektiv SPL 100/1,25-0,60 (Oel)
mit Irisblende

Kollektor II
Lampenhause HAL 100 (inkl. Trafo und Ersatzlampe)
Dunkelfeldkondensor NA 1,4
Kleiner Kombikondensor NA 0,9 (HF, Ph2)
Staubschutzhülle
Zubehörsatz: 2 Augenmuscheln, Filterschieber II
Konversionsfilter und Filter VG 9, 2 Zentrierschlüssel,
Immersionsoel (15 ml, nd = 1,515), Netzkabel
Bedienungsanleitung
C-mount Adapter mit Zwischenoptik 0,5x
JVC Videokamera
JVC Monitor

H 600 LL BASIC EQUIPMENT FOR STRONG LIGHT SOURCES, WITHOUT THERMAL STRESS ON THE SPECIMEN

The Hund microscope concept offers the possibility to incor-porate the light via a lightguide. Thus we achieve a high light intensity, without thermal stress on the specimen. The native blood remains vital for hours. The light intensity can be varied without influencing the colour temperature.

APPROVED EQUIPMENT FOR THE HOMEOPATHOLOGIST FOR DARKFIELD

Stand H 600 LL/4
Binocular tube (30° TF 1x) with vertical phototube 100 %
changeable
Eyepieces WF 10x/18 2 pieces
Objective A 10/0,25
Objective SPL 100/1,25-0,60 (Oil)
with Incorporated iris diaphragm
Collector II
Lamphouse HAL 100 (including transformer and spare lamp)
Darkfield condenser NA 1,4
Dust cover
Set of accessories: 2 eyeguards,
immersion oil (15 ml, nd = 1,515),
Instruction for use
C-mount adapter with intermediate optics 0,5x
JVC videocamera
JVC video monitor with cable

The combination of brightfield, darkfield and phasecontrast is especially suitable for the natural practitioner.

Stand H 600 LL/4
Binocular tube (30° TF 1x) with vertical phototube 100 %
Eyepieces WF 10x/18 2 pieces
Objective SPL 10/0,25
Objective SPL Ph2 20x/0,35
Objective SPL Ph2 40x/0,65
Objective SPL 100/1,25- 0,60 (Oil)
with incorporated iris diaphragm

Collector II
Lamphouse HAL 100 (including transformer and spare lamp)
Darkfield condenser NA 1,4
Combination condenser NA 0,9 (BF, Ph2)
Dust cover
Set of accessories: 2 eyeguards, filterslide II
conversion filter und filter VG 9, 2 centering keys,
immersion oil (15 ml, nd = 1,515),
Instruction for use
C-mount adapter with intermediate optics 0,5x
JVC videocamera
JVC video monitor

hund

Helmut Hund GmbH
Wilhelm-Will-Straße 7
D-35580 Wetzlar
Postfach 16 69
D-35526 Wetzlar
Telefon (0 64 41) 20 04-0
Telefax (0 64 41) 20 04-44
E-MAIL: hundwetzlar@hund.de
Internet: <http://www.hund.de>

Ihr Fachhandelspartner:

